

Wat doen wij nog meer

Extra steunzolen

U draagt naast uw vrijetijdsschoenen misschien ook sport-schoenen of werkschoenen. Het kan zijn dat uw nieuwe zool niet in iedere schoen past of de juiste werking geeft. Het kan daarom handig zijn een extra paar steunzolen aan te schaffen. Voordeel is ook dat u de zolen niet steeds hoeft te wisselen van schoen. Een tweede paar zolen is goedkoper dan het eerste paar.

U kunt heel makkelijk online nieuwe zolen bestellen op: www.voetencentrumflipse.nl

FITS

In huis trekt u misschien graag uw schoenen uit en in de zomer draagt u slippers. Wist u dat u 60% van uw tijd niet op steunzolen loopt? U profiteert daardoor niet van de therapeutische werking ervan. FITS is dé oplossing voor dit probleem. FITS zijn volledig op maat gemaakte slippers, sandalen en pantoffels. Zodat u ook binnenshuis en in de zomer uw zooltherapie kunt voortzetten.



Elastische kousen

Door stoornissen in de bloedsomloop zoals spataders of een trombose, kunt u last hebben van vermoeide, pijnlijke of gezwollen benen. Elastische kousen geven druk op de benen, waardoor de bloedsomloop verbetert en de klachten verminderen. Voetencentrum Flipse is erkend lervancier van elastische kousen.

Orthopedische schoenen

Het kan zijn dat uw klachten niet verholpen kunnen worden met alleen steunzolen. Bij een aangeboren voetafwijking of bij ziekten als diabetes mellitus, reumatoïde artritis, spierverlammingen of traumata kan het dragen van reguliere (confectie)schoenen problemen geven. Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden.

Tips voor aanschaf schoenen

- Laat uw voetlengte en balmaat opmeten in de winkel
- Koop uw schoenen bij voorkeur's middags, omdat uw voeten dan dikker en langer zijn
- Neem uw steunzolen mee naar de winkel en pas deze in de schoenen
- Steunzolen passen beter in schoenen en sandalen met een uitneembaar voetbad
- Zorg dat alle verhogingen in de schoen verwijderd zijn, zodat de steunzolen vlak in de schoenen liggen
- Houd bij de aanschaf rekening met de dikte van uw sokken
- De hiel mag niet slippen in de schoen. De schoen moet de hiel goed ondersteunen
- Pas altijd twee schoenen tegelijk. (links én rechts)

Meer informatie:

Tel: 088 – 031 4000

www.voetencentrumflipse.nl

Voetencentrum
Flipse 

Gebruiksaanwijzing

Steunzolen

Voetencentrum
Flipse 



Gebruik van de zolen

U maakt gebruik van onze steunzolen. Door goed voor de zolen te zorgen, houdt u ze langer goed.

Gewenning

De eerste dagen kunnen de steunzolen vreemd aanvoelen. Het is daarom raadzaam het dragen van de zolen rustig op te bouwen. Begin met een paar uur per dag en bouw het dragen in een of twee weken tijd op naar een volledige dag. Voelt het goed, dan kunt u de schoenen met de zolen gewoon aanhouden. Zodra u last krijgt, trek de schoenen met de zolen uit en draag ze die dag niet meer. Heeft u na twee weken nog last van de zolen, neem dan contact met ons op.

Onderhoud

De zolen hebben weinig tot geen onderhoud nodig. Wel dient u ze af en toe te laten 'luchten'. Als iets kapot gaat aan uw steunzolen, meld dit dan tijdig aan ons. Vaak kunnen wij dit eenvoudig repareren.

U kunt zelf veel doen om uw steunzolen goed te houden.

- Verwijder zand en vuil met een vochtige doek.
- Als u een lederen deklaag schoonmaakt, kunt u deze opnieuw invetten met een blanke schoen crème.
- Laat uw steunzolen nooit bij een verwarming of kachel drogen, dan drogen ze uit.
- Gebruik een eventuele voetcrème bij voorkeur 's avonds, als u geen schoenen aan heeft. Door een te vette bovenlaag kan de lijmlaag van de zool loslaten.

Gebruikstermijn


Steunzolen gaan anderhalf tot twee jaar mee bij normaal gebruik. In deze periode kan het materiaal vervormen, waardoor de zolen niet voldoende steun meer geven. Laat uw steunzolen daarom jaarlijks controleren, zodat u klachtenvrij kunt blijven.

Schoenadvies

Voor een goede werking van de steunzolen is het belangrijk dat u goed passende schoenen heeft. Een schoen die aan de 'eisen' voldoet, draagt bij aan een snelle reductie van uw klachten.

Klachtspecifiek schoenadvies

- A. Veterschoen heeft voorkeur boven instapper
- B. Minimale/maximale hakhoogte.....cm
- B. Extra demping in de hak
- C. Stevige hielomsluiting (contrefort)
- D. Volledig uitneembaar binnenzool
- E. Stevige loopzool (cambreur)
- F. Extra ruimte bij de tenen
- G. Geen stiksels of naden op teengewrichten
- G. Rekbaar materiaal
- G. Stevig bovenwerk



Bericht aan schoenenspecialzaak

Uw klant heeft op maat gemaakte steunzolen. Graag willen we u vragen rekening te houden met het volgende:

- Voor een goede beoorderling door de therapeut, graag de schoenen thuis laten uitproberen
- De steunzool kan nog aangepast worden op lengte, breedte en dikte
- De steunzool kan niet aangepast worden op lengte, breedte en dikte
- Anders, nl.:

Kwaliteit door aandacht

Al onze podotherapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). Deze stelt hoge kwaliteitseisen aan haar leden. Kwaliteit gaat immers verder dan de levering van een goed product. Uw belang staat bij ons voorop!



Klachten

Wij willen dat u tevreden bent en blijft. Maar ondanks de hoge kwaliteitseisen kan het zijn dat u niet helemaal tevreden bent. Neem dan gerust contact met ons op. Samen met u kijken we naar een passende oplossing op korte termijn. Uw klacht is onze zorg!

Kosten en wijze van betaling

Of u de kosten van behandeling en aanschaf van zolen vergoed krijgt, hangt af van uw zorgverzekering. De verzending van de facturen hebben wij uitbesteed aan Infomedics. De nota wordt in de meeste gevallen rechtstreeks ingediend bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van de polisvoorwaarden keren zij de vergoeding uit. Een eventuele restnota ontvangt u zelf. Heeft u vragen over uw factuur, neem dan gerust contact op met ons of met Infomedics.



036 - 20 31 900