

Wat doen wij nog meer

Pantoffels of huisschoenen

Wij raden mensen met orthopedisch schoeisel aan zoveel mogelijk hun aangepaste schoenen te dragen. Toch kan het zijn dat u binnen af en toe graag pantoffels of huisschoenen draagt. In dat geval kunnen wij naast de orthopedische schoenen ook pantoffels of aangepaste huisschoenen aan u leveren. Vraag tijdens uw afspraak met een van onze schoentechnologen gerust over de mogelijkheden die er voor u zijn.

Werk schoenen

Naast orthopedische schoenen voor privé-gebruik, kunnen wij ook orthopedische werkschoenen leveren. Deze zogenoemde veiligheidsschoenen worden op dezelfde manier aangemeten als de orthopedische schoenen voor alledaags gebruik. De werkschoenen voldoen aan de gestelde eisen en via het UWV kunt u een vergoeding aanvragen.

Elastische kousen

Door stoornissen in de bloedsomloop zoals spataders of een trombose, kunt u last hebben van vermoeide, pijnlijke of gezwollen benen. Elastische kousen geven druk op de benen, waardoor de bloedsomloop verbetert en de klachten verminderen. Voetencentrum Flipse is erkend leverancier van elastische kousen.

Meer informatie

Gebruikstermijn

De schoenen gaan bij normaal dagelijks gebruik 15 tot 18 maanden mee. De gebruikstermijn is afhankelijk van uw verzekering. Tijdens de afspraak zullen we bespreken wat dit voor u inhoudt. Drie maanden na het leveren van het eerste paar (semi-)orthopedische schoenen heeft u recht op een wisselpaar.

Een afspraak maken

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak, kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur bellen.


Tel: 088-031 4000

Info@voetencentrumflipse.nl

www.voetencentrumflipse.nl



Gebruiksinformatie Orthopedische schoenen



Veel plezier met uw nieuwe schoenen!

Wij hopen samen met u op verbetering in het dagelijks leven door het dragen van de schoenen. De schoenen zijn volledig met de hand (op maat) gemaakt en zijn van hoge kwaliteit.

Gewenning en het inlopen

De schoenen zijn vrijwel volledig vervaardigd van leer. Dit materiaal heeft de eigenschap zich geleidelijk aan te passen aan de vorm van uw voeten. Het is daarom belangrijk dat u deze schoenen rustig inloopt. Begin met één tot twee uur per dag en bouw dit per uur uit in de eerste week (zie inloopschema).

Het is belangrijk dat u uw voeten na het inlopen controleert op eventuele verkleuringen of drukplekken. Als u een drukplek constateert na het inlopen in de eerste twee weken, neem dan contact met ons op, zodat wij dit kunnen verhelpen. Probeer niet uw eigen schoenen te maken of aan te passen.

Wisselen

Uw schoenen gaan langer mee als u ze regelmatig wisselt met een ander paar schoenen. Indien uw schoenen nat of vochtig zijn, laat ze dan nooit bij een verwarmingsapparaat drogen. Wij raden u aan om uw schoenen niet langer dan twee dagen achter elkaar te dragen. Als u nog geen wisselpaar heeft, neem dan contact met ons op zodat wij u verder kunnen adviseren.

Inloopschema

Dagen	Uren
Dag 1	1 uur
Dag 2	2 uur
Dag 3	3 uur
Dag 4	4 uur
Dag 5	7 uur
Dag 6	8 uur
Dag 7	Hele dag
Dag 8	Hele dag

Inloopschema volwassenen met kwetsbare voeten (bv. als gevolg van Diabetes Mellitus of Reuma)

Dagen	Uren
Dag 1	1 uur
Dag 2	2 x 1 uur
Dag 3	2 uur
Dag 4	3 uur
Dag 5	4 uur
Dag 6	6 uur
Dag 7	8 uur
Dag 8	Hele dag

Aan- en uittrekken

Maak de veter-, rits- of klittenbandsluiting volledig los bij het aan- en uittrekken van de schoenen. Als u hierbij problemen ondervindt, vraag ons dan om advies. Het is raadzaam om een schoenlepel te gebruiken bij het aantrekken van de schoenen. Hierdoor wordt het instappen versoepeld en wordt vervorming van de schoen tegengegaan.

Onderhoud

Voor het behoud van uw leren of suède schoenen, is het van belang om deze regelmatig te behandelen met water- en vuilafstotende middelen. Denk daarbij aan schoensmeer of een protector spray waarmee het leer soepel wordt gehouden en wordt beschermd. Over het algemeen kunt u deze producten in kleurloze varianten kopen, zodat er geen risico bestaat op kleurverschil.

Reparatie

Door uw schoeisel te wisselen en goed te onderhouden, heeft u langer plezier van uw schoenen. Echter voorkomt dit geen slijtage aan de zolen en hakken van uw schoenen. Belangrijk is dat u de slijtage tijdig aan ons doorgeeft, zodat er geen onherstelbare schade optreedt. Mocht u schoenen hebben die gerepareerd moeten worden, neem dan eerst even telefonisch contact met ons op. Slijtage van zolen en hakken binnen 6 maanden na levering van de schoenen, vallen onder garantie.